



## REDILOMBAR®

Mantiene il torace in compressione dopo interventi chirurgici o fratture intercostali, riducendo l'espansione della cassa toracica e contribuendo in tal modo a diminuire i movimenti della regione lesa, assicurando un adeguato e confortevole sostegno sacrale.

Provvisto di chiusura regolabile con Velcro®.

**REDILOMBAR®** permette la migliore traspirazione, non irrita l'epidermide ed è lavabile a 30°C. Disponibile in 5 taglie.



For treatment after trunk and abdominal surgery, in case of contusions of chest and ribbreaks, generally for support and relief of abdominal muscles.

Individual adjustable closure assures exact application with compression desired.

**REDILOMBAR®** does not cause skin problems, allows the skin to breathe and is washable at 30°C.

Available in 5 sizes.